

SELECTION® handled kort beige

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområde

Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Mått

Omkrets handled

SELECTION®



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352231010	Kort utan skena	X-Small	< 11 cm	Vänster	Beige
352231011	Kort utan skena	Small	11 - 14 cm	Vänster	Beige
352231012	Kort utan skena	Medium	14 - 17 cm	Vänster	Beige
352231013	Kort utan skena	Large	17 - 20 cm	Vänster	Beige
352231014	Kort utan skena	X-Large	20 - 23 cm	Vänster	Beige
352232010	Kort utan skena	X-Small	< 11 cm	Höger	Beige
352232011	Kort utan skena	Small	11 - 14 cm	Höger	Beige
352232012	Kort utan skena	Medium	14 - 17 cm	Höger	Beige
352232013	Kort utan skena	Large	17 - 20 cm	Höger	Beige
352232014	Kort utan skena	X-Large	20 - 23 cm	Höger	Beige