

SELECTION® handled Barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumskena på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbara. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Användningsområde

Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Mått

Mått 1: Omkrets handled
Mått 2: Handflatsmått

SELECTION®



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Mått 1	Mått 2
353051009	XX-Small	Vänster	Svart	11 cm	8,5 - 11 cm	5-6 cm
353051010	X-Small	Vänster	Svart	13,5 cm	10 - 12,5 cm	6-7 cm
353051011	Small	Vänster	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7-8 cm
353051012	Medium	Vänster	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8-9 cm
353051013	Large	Vänster	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8-9 cm
353052009	XX-Small	Höger	Svart	11 cm	8,5 - 11 cm	5-6 cm
353052010	X-Small	Höger	Svart	13,5 cm	10 - 12,5 cm	6-7 cm
353052011	Small	Höger	Svart	14,5 cm	11,5 - 14 cm	7-8 cm
353052012	Medium	Höger	Svart	17 cm	12 - 15,5 cm	8-9 cm
353052013	Large	Höger	Svart	17,5 cm	14 - 16,5 cm	8-9 cm