

Basic handledsortos kort

Enkel handledsortos i kort modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområde

Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
274411010	Kort	X-Small	< 12 cm	Vänster	Blå
274411013	Kort	Large	17-20 cm	Vänster	Blå
274412013	Kort	Large	17-20 cm	Höger	Blå
274411011	Kort	Small	11-14 cm	Vänster	Blå
274411012	Kort	Medium	14-17 cm	Vänster	Blå
274411014	Kort	X-Large	20-23 cm	Vänster	Blå
274412010	Kort	X-Small	< 12 cm	Höger	Blå
274412011	Kort	Small	11-14 cm	Höger	Blå
274412012	Kort	Medium	14-17 cm	Höger	Blå
274412014	Kort	X-Large	20-23 cm	Höger	Blå