

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plasticskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plasticskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområde

Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
282401011	Small	11-14 cm	Vänster	Blå
282401012	Medium	14-17 cm	Vänster	Blå
282401013	Large	17-20 cm	Vänster	Blå
282401014	X-Large	20-23 cm	Vänster	Blå
282402011	Small	11-14 cm	Höger	Blå
282402012	Medium	14-17 cm	Höger	Blå
282402013	Large	17-20 cm	Höger	Blå
282402014	X-Large	20-23 cm	Höger	Blå