

Wrist Lacer™ II

handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.



Användningsområde

Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285781009	Wrist Lacer II	XXS	<12 cm	Vänster	Svart
285781010	Wrist Lacer II	X-Small	12-14 cm	Vänster	Svart
285781011	Wrist Lacer II	Small	14-16 cm	Vänster	Svart
285781012	Wrist Lacer II	Medium	16-18 cm	Vänster	Svart
285781013	Wrist Lacer II	Large	18-20 cm	Vänster	Svart
285781014	Wrist Lacer II	X-Large	20-22 cm	Vänster	Svart
285781015	Wrist Lacer II	XX-Large	22-25 cm	Vänster	Svart
285782009	Wrist Lacer II	XXS	<12 cm	Höger	Svart
285782010	Wrist Lacer II	X-Small	12-14 cm	Höger	Svart
285782011	Wrist Lacer II	Small	14-16 cm	Höger	Svart
285782012	Wrist Lacer II	Medium	16-18 cm	Höger	Svart
285782013	Wrist Lacer II	Large	18-20 cm	Höger	Svart
285782014	Wrist Lacer II	X-Large	20-22 cm	Höger	Svart
285782015	Wrist Lacer II	XX-Large	22-25 cm	Höger	Svart