

# CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

## Användningsområde

Karpaltunnelsyndrom

## Mått

Mått 1: Omkrets handflata

Mått 2: Omkrets underarm



| Art.nr.   | Storlek | Vä/Hö   | Färg    | Mått 1 | Mått 2 |
|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 285421011 | Small   | Vänster | Ljusblå | <20 cm | <23 cm |
| 285421013 | Large   | Vänster | Ljusblå | >20 cm | >23 cm |
| 285422011 | Small   | Höger   | Ljusblå | <20 cm | <23 cm |
| 285422013 | Large   | Höger   | Ljusblå | >20 cm | >23 cm |