

Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymplig. Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutral-läge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområde

Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
274421010	X-Small	< 12 cm	Vänster	Blå
274421011	Small	11-14 cm	Vänster	Blå
274421012	Medium	14-17 cm	Vänster	Blå
274421013	Large	17-20 cm	Vänster	Blå
274421014	X-Large	20-23 cm	Vänster	Blå
274422010	X-Small	< 12 cm	Höger	Blå
274422011	Small	11-14 cm	Höger	Blå
274422012	Medium	14-17 cm	Höger	Blå
274422013	Large	17-20 cm	Höger	Blå
274422014	X-Large	20-23 cm	Höger	Blå