

Ryno Lacer[®] II handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radially. Den radially tumskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Ryno Lacer II är en uppdaterad och förbättrad RynoLacer med bättre polstring i handflatan, mer polstring över tummen och uppdatering av velcron på ortosens undersida.



Användningsområde

Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285761010	X-Small	<14 cm	Vänster	Svart
285761011	Small	14-16 cm	Vänster	Svart
285761012	Medium	16-18 cm	Vänster	Svart
285761013	Large	18-20 cm	Vänster	Svart
285761014	X-Large	20-22 cm	Vänster	Svart
285762010	X-Small	<14 cm	Höger	Svart
285762011	Small	14-16 cm	Höger	Svart
285762012	Medium	16-18 cm	Höger	Svart
285762013	Large	18-20 cm	Höger	Svart
285762014	X-Large	20-22 cm	Höger	Svart