

Carve-It™ handpositioneringsortos

Ortos som hjälper till att hålla handen med mild till moderat fingerspasticitet i en funktionell position. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i handen finns en anatomiskt formad skumdel som bevarar handflatans valv. En flat undersida gör den enkelt att positionera i sängen etc. Kan klippas till önskad form. Universal användning till både vänster och höger hand.



Användningsområde

Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.

Mått

2-5 MCP

Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
516500011	Small/Medium	<7,6 cm	Bilateral	Vit
516500013	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilateral	Vit