

S.O.T Resting Splint

S.O.T Viloortos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi.

S.O.T är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetenskum som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns en del extra tillbehör. Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar i flera olika storlekar.

Användningsområde

Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialispares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.

Mått

Mått 1: 2-5 MCP

Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2	Antal/Förp
287101008	SOT Viloortos	XXX-Small	Vänster	Svart	5,5 cm	≤ 12 cm	-
287101009	SOT Viloortos	XX-Small	Vänster	Svart	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	-
287101010	SOT Viloortos	X-Small	Vänster	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	-
287101011	SOT Viloortos	Small	Vänster	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	-
287101012	SOT Viloortos	Medium	Vänster	Svart	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	-
287101013	SOT Viloortos	Large	Vänster	Svart	≤ 9 cm	≤ 21 cm	-
287102008	SOT Viloortos	XXX-Small	Höger	Svart	5,5 cm	≤ 12 cm	-
287102009	SOT Viloortos	XX-Small	Höger	Svart	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	-
287102010	SOT Viloortos	X-Small	Höger	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	-
287102011	SOT Viloortos	Small	Höger	Svart	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	-
287102012	SOT Viloortos	Medium	Höger	Svart	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	-
287102013	SOT Viloortos	Large	Höger	Svart	≤ 9 cm	≤ 21 cm	-
287110009	MCP KIL	XX-Small	Bilateral	Svart	Bredd 65 mm	Höjd 10 mm	-
287110011	MCP KIL	Small	Bilateral	Svart	Bredd 75 mm	Höjd 15 mm	-
287110013	MCP KIL	Large	Bilateral	Svart	Bredd 90 mm	Höjd 20mm	-
287120003	Fingerdelare	Barn	Bilateral	Svart	-	-	-
287120005	Fingerdelare	Medium	Bilateral	Svart	-	-	-
287120007	Fingerdelare	Large	Bilateral	Svart	-	-	-
287130009	Extra band	XXX-Small-X-Small	Bilateral	Svart	-	-	-
287130012	Extra band	Small-Large	Bilateral	Svart	-	-	-
287141008	Extra överdrag	XXX-Small	Vänster	Svart	-	-	-
287141009	Extra överdrag	XX-Small	Vänster	Svart	-	-	-
287141010	Extra överdrag	X-Small	Vänster	Svart	-	-	-
287141011	Extra överdrag	Small	Vänster	Svart	-	-	-
287141012	Extra överdrag	Medium	Vänster	Svart	-	-	-
287141013	Extra överdrag	Large	Vänster	Svart	-	-	-
287142008	Extra överdrag	XXX-Small	Höger	Svart	-	-	-
287142009	Extra överdrag	XX-Small	Höger	Svart	-	-	-
287142010	Extra överdrag	X-Small	Höger	Svart	-	-	-
287142011	Extra överdrag	Small	Höger	Svart	-	-	-
287142012	Extra överdrag	Medium	Höger	Svart	-	-	-
287142013	Extra överdrag	Large	Höger	Svart	-	-	-
287260000	SOT extra tyg	35 x 35 cm	-	Svart	-	-	-
287270000	SOT kardborre hård	10 x 30 cm	-	Svart	-	-	2 st