

EpiFoam epikondylit

Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

Användningsområde

Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Mått

Omkrets 5 cm nedanför armbågen



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281650000	En storlek	20-35 cm	Bilateral	Svart