

VISSION™ Shoulder Orthosis Immo

Vission skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

Användningsområde

Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördel-kirurgi. Plexus brachialis-pares.

Kontraindikation

Inga kända.

Mått

Mått 1: Omkrets bröstkorg

Mått 2: Längd överarm



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2
460220010	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
460220011	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
460220012	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
460220013	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
460220014	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
460220015	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm