

Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

Användningsområde

Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Mått

Mått 1: Slinga Höjd och Bredd

Mått 2: Omtag Höjd och Längd



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2
471020011	Small/Medium	Bilateral	Grå	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm
471020013	Large/X-Large	Bilateral	Grå	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm