

# ROM armbågsortos

Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

## Användningsområde

Frakturer, postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion och extension krävs.



| Art.nr.   | Storlek         | Vä/Hö     |
|-----------|-----------------|-----------|
| 621501000 | En storlek      | Vänster   |
| 621502000 | En storlek      | Höger     |
| 621490000 | Extra polstring | Bilateral |