

ROM armbågsortos UniBor

Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa i önskat läge. Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder en bekväm och effektiv behandling.



Användningsområde

Kontroll av flexion-extension av armbågen och pronation-supination efter trauma.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö
621510000	Armbågsortos UniBor	Bilateral
621520000	Extra band	Bilateral
621530000	Handdel	Bilateral
621540000	Extra polstring	Bilateral