

ASO[®]

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex™ polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområde

Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

Mått

Pådragsmått



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281880009	Utan Skenor	XX-Small	22,5-25 cm	Bilateral	Svart
281880010	Utan Skenor	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral	Svart
281880011	Utan Skenor	Small	27,5-30 cm	Bilateral	Svart
281880012	Utan Skenor	Medium	30-32,5 cm	Bilateral	Svart
281880013	Utan Skenor	Large	32,5-35 cm	Bilateral	Svart
281880014	Utan Skenor	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral	Svart
281880015	Utan Skenor	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral	Svart
281880016	Utan Skenor	XXX-Large	>40 cm	Bilateral	Svart