

# ASO<sup>®</sup> with Stays

Stabilt fotledsstöd med låg profil och uttagbara plastskenor medialt och lateralt samt stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

## Användningsområde

Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

## Mått

Pådragsmått



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281860010	Med skenor	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral	Svart
281860011	Med skenor	Small	27,5-30 cm	Bilateral	Svart
281860012	Med skenor	Medium	30-32,5 cm	Bilateral	Svart
281860013	Med skenor	Large	32,5-35 cm	Bilateral	Svart
281860014	Med skenor	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral	Svart
281860015	Med skenor	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral	Svart