

EVO®

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. På ASO EVO ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområde

Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

Mått

Pådragsmått

Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281890010	X-Small	25-27,5 cm	Bilateral	Svart
281890011	Small	27,5-30 cm	Bilateral	Svart
281890012	Medium	30-32,5 cm	Bilateral	Svart
281890013	Large	32,5-35 cm	Bilateral	Svart
281890014	X-Large	35-37,5 cm	Bilateral	Svart
281890015	XX-Large	37,5-40 cm	Bilateral	Svart

