

# EVO® Quatro®

Stabilt fotledsstöd med ännu lägre profil än ASO® EVO®. Materialet runt mellanfoten är reducerad för att inte begränsa plantarflexionen. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. På EVO Quatro ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. Manschetten är fodrad med CoolFlex polstring för en förbättrad komfort och Skinloc material för att förhindra glidning.

## Användningsområde

Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

## Mått

Pådragsmått

| Art.nr.   | Storlek  | Mått       | Vä/Hö     | Färg  |
|-----------|----------|------------|-----------|-------|
| 281920010 | X-Small  | 25-27,5 cm | Bilateral | Svart |
| 281920011 | Small    | 27,7-30 cm | Bilateral | Svart |
| 281920012 | Medium   | 30-32,5 cm | Bilateral | Svart |
| 281920013 | Large    | 32,5-35 cm | Bilateral | Svart |
| 281920014 | X-Large  | 35-37,5 cm | Bilateral | Svart |
| 281920015 | XX-Large | 37,5-40 cm | Bilateral | Svart |

