

Gel ankelortos

Ankelortos för immobilisering, kyla och kompression för att reducera svullnad efter akuta skador i fotleden. De anatomiskt formade plastdelarna har kuddar som är delade i två, en med luft och en med gel. Dessa kan tas av och användas för kylterapi. Bredden under foten justeras med kardborrband. Två cirkulära kardborrband låser ortosen mot benet.

Användningsområde

Akuta ankelskador, stukningar och långvarig fotledsinstabilitet.



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
281790000	En storlek	25 cm	Bilateral	Vit