

PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) är framtagen för att avlasta häl och hälsår från tryck vid sängläge och kortare förflyttning. Ortosen håller foten i neutralläge vid sängläge och bibehåller dorsal- och plantarflexion vid förflyttning. Justerbart stag motverkar inåt- och utåtrotation vid sängläge. Reglerbar fot-, tå- och vaddel.

Användningsområde

Lämplig vid t.ex. diabetessår och trycksår.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg
711000000	PRAFO Standard	En storlek	Bilateral	Svart
711100000	Extra polstring	En storlek	-	Svart