

Boston Soft AFO

Ankel- och fotortos i rigid plast, fodrad med en mjuk foam. Avsedd att förbättra positionering av fot och fotled samt reducera spasticitet. Ortosen har ett inbyggt hälskydd för att underlätta läkning av hälsår. Boston Soft AFO finns i två utförande, med eller utan antirotationsstag(stabilizer). Den är lätt att rengöra och kan lätt trimmas med en sax.

Användningsområde

Ryggmärgsbräck, muskeldystrofi, CP, trauma och hälsår.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
711510019	Utan stabilizer	Barn 1	Bilat.	19-20
711510021	Utan stabilizer	Barn 2	Bilat.	21-22
711510023	Utan stabilizer	Barn 3	Bilat.	23-24
711510025	Utan stabilizer	Barn 4	Bilat.	25-26
711510027	Utan stabilizer	Barn 5	Bilat.	27-29
711510030	Utan stabilizer	Barn 6	Bilat.	30-31
711510032	Utan stabilizer	Vuxen A	Bilat.	32-34
711510035	Utan stabilizer	Vuxen B	Bilat.	35-36
711510037	Utan stabilizer	Vuxen C	Bilat.	37-39
711510040	Utan stabilizer	Vuxen D	Bilat.	40-41
711510042	Utan stabilizer	Vuxen E	Bilat.	42-44
711510045	Utan stabilizer	Vuxen F	Bilat.	45-46
711520000	Avsedd för 71151	-	-	-