

ATX Foot Lifter droppfotsortos

ATX Foot Lifter är en textil droppfotsortos för brukare som enbart har en lindrigare droppfot och behöver en enkel ortoslösning som hjälper till att hålla foten uppe vid gång, ute och inne. Ortosen består av en textil ankeldel som fästs ovanför malleolerna. I textildelens bakkappa sitter en foamdel för att minska trycket mot hälsenan. En platta med krok placeras under snörningen på skon (mellan snörningen och plösen). Det elastiskt funktionsbandet sätts i kroken och fästs sedan på vardera sida på den textila ankeldelen. Draget regleras av placeringen av kroken samt var karborrh-plattorna fästes mot textilen. Om ATX Foot Lifter skall användas utan sko finns en separat textil fotdel att köpa som tillbehör.



Användningsområde

Att ge dorsal flexion för en slapp fot och bidra till push-off vid gång. Avsedd att användas vid lättare fall av droppfot.

Mått

Mått 1: Omkrets fotleden, ovanför malleolen.

Mått 2: Omkrets runt foten, över fotryggens högsta punkt

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2
281680010	ATX Foot Lifter	X-Small	Bilateral	13-17 cm	-
281680011	ATX Foot Lifter	Small	Bilateral	17-21 cm	-
281680012	ATX Foot Lifter	Medium	Bilateral	21-25 cm	-
281680013	ATX Foot Lifter	Large	Bilateral	25-29 cm	-
281691011	ATX Fot-del	Small	Vänster	-	17-21 cm
281691012	ATX Fot-del	Medium	Vänster	-	21-25 cm
281691013	ATX Fot-del	Large	Vänster	-	25-29 cm
281692011	ATX Fot-del	Small	Höger	-	17-21 cm
281692012	ATX Fot-del	Medium	Höger	-	21-25 cm
281692013	ATX Fot-del	Large	Höger	-	25-29 cm
281700000	ATX skostöd	En storlek	Bilateral	-	-
281710011	ATX elastiskt band	X-Small/Small	Bilateral	-	-
281710012	ATX elastiskt band	Medium	Bilateral	-	-
281710013	ATX elastiskt band	Large	Bilateral	-	-
281720000	Extra kroker 2 st	En storlek	Bilateral	-	-