

# NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ är en ortos utvecklad för att hjälpa personer med mild droppfot till bättre dorsalflexion. Den polstrade ortos-plastdelen sitter bekvämt mot benets framsida och har en avtagbar tvättbar polstring. Graden av dorsalflexion justeras genom krokens placering i snörningen samt genom justering av den övre delen av bandet. Den smidiga designen gör den osynlig under långbyxor. NAVIGAIT finns i tre storlekar. Plastdelen kan vid behov trimmas något i över- och underkant. Som tillbehör finns 4-Foot, en produkt avsedd att användas tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor. Produkten kan också användas i sandaler där det inte finns något annat att fästa i. NAVIGAIT 4-Foot skall sitta på framfoten. Kombinationen av elastiska och rigida material med en silikonrand på insidan gör att den sitter säkert på plats.

NAVIGAIT™



## Användningsområde

NAVIGAIT är avsedd att stödja foten när möjligheten till aktiv dorsalflexion är reducerad till följd av neurologiska tillstånd så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom. Använd NAVIGAIT 4-Foot tillsammans med NAVIGAIT vid de tillfällen då brukaren inte använder skor.

## Kontraindikation

NAVIGAIT skall inte användas av personer som uppvisar spasticitet eller har kraftiga ödem.

## Mått

Plastdelens längd

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
284100010	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilateral
284100011	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilateral
284100013	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilateral
284150011	4-foot	Small	21-23 cm	Bilateral
284150012	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilateral
284150013	4-foot	Large	26-29 cm	Bilateral
284120010	Extra gummiband med krok	X-Small	-	Bilateral
284120011	Extra gummiband med krok	Small/Medium	-	Bilateral
284120013	Extra gummiband med krok	Large/X-Large	-	Bilateral
284130010	Kraftigare gummiband	X-Small	-	Bilateral
284130011	Kraftigare gummiband	Small/Medium	-	Bilateral
284130013	Kraftigare gummiband	Large/X-Large	-	Bilateral
284140010	Extra bandset	X-Small	-	Bilateral
284140011	Extra bandset	Small/Medium	-	Bilateral
284140013	Extra bandset	Large/X-Large	-	Bilateral