

Ypsilon® Flow 1/2

Ypsilon® Flow^{1/2} är droppfotsortosen för den aktiva patienten som har droppfot och/eller behöver mindre stöd i ståfasen. Ypsilon® Flow^{1/2} har en lägre klackhöjd, endast 7 mm i alla storlekarna. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning. Den har utvecklats för att tillåta optimalt rörelse- omfång och ge en dynamisk "toe-off " funktion samtidigt som det är möjligt för muskler att arbeta mer aktivt. Fotbladet följer fotens form och med hjälp av golvreaktionskraften kan användaren utnyttja "toe-off " effekten med mindre styrka. Den Y-formade fästpunkten ligger på var sida om tibiakammen och minskar risken för tryck mot prominenser och mot tibiakammen. Därför är detta en ortos för den mer aktiva brukaren som ställer höga krav på funktion och rörlighet.

Användningsområde

Droppfot med stabil ankel i kombination med ingen till mild spasticitet, patienter som behöver mer flexibilitet och mindre stöd.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

YPSILON^{Flow}1/2



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
288801011	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Small	Vänster	23 cm	35,5 cm
288801012	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Medium	Vänster	24,5 cm	36,5 cm
288801013	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Large	Vänster	27 cm	37,5 cm
288801014	Ypsilon® Flow ^{1/2}	X-Large	Vänster	28,5 cm	38,5 cm
288802011	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Small	Höger	23 cm	35,5 cm
288802012	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Medium	Höger	24,5 cm	36,5 cm
288802013	Ypsilon® Flow ^{1/2}	Large	Höger	27 cm	37,5 cm
288802014	Ypsilon® Flow ^{1/2}	X-Large	Höger	28,5 cm	38,5 cm
288840012	Polstring	S/M/L	Bilateral	-	-
288840014	Polstring	X-Large	Bilateral	-	-
288850000	Band	En storlek	Bilateral	-	-
998090013	Microfix Ypsilon Flow	-	-	-	-