

ToeOFF[®] 2.0

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ToeOFF[®] 2.0. ToeOFF[®] har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF[®] 2.0 har samma egenskaper och funktioner som original ToeOFF[®], och dessutom ytterligare utveckling av både form och funktion. Formen på 2.0 har ändrats för att ge en smidigare passform, bättre geometri och en slätare yta. Dessutom är alla Mikrofix delar monterade redan vid leverans för en snabbare och enklare montering av SoftKIT eller ComfortKIT. Banden har en ny lösning och är tillverkade av ett nytt slitstarkt material. Dessutom finns det band med eller utan D-ring. Banden kan monteras för vänster eller höger sida beroende av patientens funktionsbehov. De dynamiska egenskaperna är inte ändrade utan den graderade dynamiska funktionen och stabiliteten mellan de olika storlekarna är den samma som tidigare. ToeOFF[®] 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.

ToeOFF[®] 2.0



Användningsområde

Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Fotbladets längd	Höjd
289201010	ToeOFF 2.0	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289201011	ToeOFF 2.0	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289201012	ToeOFF 2.0	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289201013	ToeOFF 2.0	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289201014	ToeOFF 2.0	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289202010	ToeOFF 2.0	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289202011	ToeOFF 2.0	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289202012	ToeOFF 2.0	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289202013	ToeOFF 2.0	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289202014	ToeOFF 2.0	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm
289221010	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289221011	ToeOFF 2.0 m D-ring	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289221012	ToeOFF 2.0 m D-ring	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289221013	ToeOFF 2.0 m D-ring	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289221014	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289222010	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289222011	ToeOFF 2.0 m D-ring	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289222012	ToeOFF 2.0 m D-ring	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289222013	ToeOFF 2.0 m D-ring	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289222014	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm