

BlueROCKER[®] 2.0

BlueROCKER[®] är vår mest rigida och stabila droppfotsortos. Denna har nu fått ett uppdaterat utseende som BlueROCKER[®] 2.0. Ortosens form har förändrats till en bättre geometri och en slätare yta. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Även banden har fått ny design och finns dessutom både med och utan D-ring. Banden kan enkelt monteras på önskad sida beroende av patientens funktionsbehov. Ytterligare en förändring för 2.0 är att storlek X-Large är ytterligare 2 cm högre än en Large d.v.s. 45 cm hög. BlueROCKER[®] 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.

BLUEROCKER[®] 2.0



Användningsområde

Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä- och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Fotbladets längd	Höjd
289401010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289401011	BlueROCKER 2.0	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289401012	BlueROCKER 2.0	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289401013	BlueROCKER 2.0	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289401014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289402010	BlueROCKER 2.0	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289402011	BlueROCKER 2.0	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289402012	BlueROCKER 2.0	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289402013	BlueROCKER 2.0	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289402014	BlueROCKER 2.0	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm
289421010	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289421011	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289421012	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289421013	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289421014	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289422010	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289422011	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289422012	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289422013	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289422014	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm