

ToeOFF® Short

ToeOFF® Kort är en specialmodell som har kortare tibiadel, bredare fotblad över metatarsallederna, lägre tåsprängning och lägre klackhöjd än ToeOFF® originalortos. Ska användas tillsammans med polsring. ToeOFF® Kort har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

Användningsområde

Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

ToeOFF® SHORT



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Fotbladets längd	Höjd
289901011	ToeOFF® Kort Svart	Small	Vänster	32-35	21,5 cm	29,5 cm
289901012	ToeOFF® Kort Svart	Medium	Vänster	35-38	23,5 cm	32 cm
289901013	ToeOFF® Kort Svart	Large	Vänster	38-42	25,5 cm	34 cm
289902011	ToeOFF® Kort Svart	Small	Höger	32-35	21,5 cm	29,5 cm
289902012	ToeOFF® Kort Svart	Medium	Höger	35-38	23,5 cm	32 cm
289902013	ToeOFF® Kort Svart	Large	Höger	38-42	25,5 cm	34 cm