

COMBO™

Combo är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot. Combo är en förlängning som monteras på en ToeOFF/BlueROCKER 2.0 eller 2½ modell. Combo ska ej användas ihop med FLOW, Short eller Pediatriska modeller. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär.



Användningsområde

Knäledsinstabilitet, översträckning i kombination med droppfot med ursprung från stroke, post-polio, MS, neuropati etc. Combo ska inte användas tillsammans med Ypsilon FLOW eller ToeOFF FLOW.

Kontraindikation

Total avsaknad av ligament i knäet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlängd över 2 meter. Patientvikt över 150 kg. Kraftigt försämrad kognitiv förmåga. OBS: När utprovningen är slutförd får det inte finnas mer än 10° hyperextension kvar i ortosen.

Mått

Knämmaått 1: M-L mid-patella

Knämmaått 2: Omkrets 20 cm ovan mid-patella

Knämmaått 3: M-L 20 cm ovan mid-patella

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Knämmaått 1	Knämmaått 2	Knämmaått 3
287800000	Knäled med skenor, par	En storlek	-	-	-	-
287811011	Lårdel	Small	Vänster	-	30-40 cm	11-15 cm
287811012	Lårdel	Medium	Vänster	-	38-50 cm	13-17 cm
287811013	Lårdel	Large	Vänster	-	48-60 cm	15-19 cm
287811014	Lårdel	X-Large	Vänster	-	58-70 cm	17-21 cm
287812011	Lårdel	Small	Höger	-	30-40 cm	11-15 cm
287812012	Lårdel	Medium	Höger	-	38-50 cm	13-17 cm
287812013	Lårdel	Large	Höger	-	48-60 cm	15-19 cm
287812014	Lårdel	X-Large	Höger	-	58-70 cm	17-21 cm
287820011	Band, textil och spännen	Small	Bilateral	7-10,5 cm	-	-
287820012	Band, textil och spännen	Medium	Bilateral	9,5-13 cm	-	-
287820013	Band, textil och spännen	Large	Bilateral	12,5-16 cm	-	-
287960000	Vadband	En storlek	-	-	-	-
287830011	Softkit, 2 st	Small	-	-	-	-
287830012	Softkit, 2 st	Medium	-	-	-	-
287830013	Softkit, 2 st	Large	-	-	-	-
287830014	Softkit, 2 st	X-Large	-	-	-	-
287840011	Tibiakoppling	Small	-	-	-	-
287840012	Tibiakoppling	Medium	-	-	-	-
287840013	Tibiakoppling	L-XL	-	-	-	-