

BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos

BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos är en BlueROCKER® 2.0 med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområde

Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Fotbladets längd	Höjd
289411010	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289411011	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289411012	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289411013	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289411014	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289412010	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289412011	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289412012	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289412013	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289412014	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm
289431010	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Small	Vänster	32-35	21 cm	36 cm
289431011	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Small	Vänster	35-38	23 cm	38 cm
289431012	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Medium	Vänster	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289431013	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Large	Vänster	42-45	27 cm	43 cm
289431014	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Large	Vänster	>45	28,5 cm	45 cm
289432010	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Small	Höger	32-35	21 cm	36 cm
289432011	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Small	Höger	35-38	23 cm	38 cm
289432012	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Medium	Höger	38-42	24,5 cm	40,5 cm
289432013	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Large	Höger	42-45	27 cm	43 cm
289432014	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Large	Höger	>45	28,5 cm	45 cm