

ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD är en polstring avsedd för Ypsilon® Flow. Den huvudsakliga egenskapen hos ComfortPAD är att minska friktionen mellan ortosen och benet, framför allt i samband med olika aktiviteter, som t.ex. löpning, cykling eller promenader. Ett extra lager av textilt material mellan ortosen och benet gör att rörelsen sker lättare mellan de textila materialen. Tester som gjorts har visat att när de två materialen glider mot varandra minskas friktionen mot huden med ca 25%. ComfortPAD är bara en storlek. ComfortPAD kan tas på och av med endast en hand. Det breda bandet är bekvämt och orsakar mindre tryck på baksidan av benet. En bekväm lösning för den som har känsligt underben eller hud och vill kunna vara aktiv.

Användningsområde

Passar endast till Ypsilon® Flow 1/2.



Art.nr.	Modell	Storlek
288860000	Ypsilon® Flow ComfortPAD	En storlek