

KiddieGAIT®

KiddieGAIT® erbjuder en tidig ortosbehandling i och med att de finns i Baby modeller från ca 1 års ålder. Ankel Fot Ortosen (AFO) bidrar till att barnet får ett jämnare och mer naturligt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som till exempel hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position.

Användningsområde

Droppfot. KiddieGAIT® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelser efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikation

Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigerbar pes valgus eller pes varus-felposition.

kiddieGAIT®



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289001011	KiddieGAIT Svart	Small	Vänster	160 mm	220 mm
289001012	KiddieGAIT Svart	Medium	Vänster	180 mm	257 mm
289001013	KiddieGAIT Svart	Large	Vänster	200 mm	295 mm
289001014	KiddieGAIT Svart	X-Large	Vänster	210 mm	315 mm
289002011	KiddieGAIT Svart	Small	Höger	160 mm	220 mm
289002012	KiddieGAIT Svart	Medium	Höger	180 mm	257 mm
289002013	KiddieGAIT Svart	Large	Höger	200 mm	295 mm
289002014	KiddieGAIT Svart	X-Large	Höger	210 mm	315 mm
289011011	KiddieGAIT Svart m D-ring	Small	Vänster	160 mm	220 mm
289011012	KiddieGAIT Svart m D-ring	Medium	Vänster	180 mm	257 mm
289011013	KiddieGAIT Svart m D-ring	Large	Vänster	200 mm	295 mm
289011014	KiddieGAIT Svart m D-ring	X-Large	Vänster	210 mm	315 mm
289012011	KiddieGAIT Svart m D-ring	Small	Höger	160 mm	220 mm
289012012	KiddieGAIT Svart m D-ring	Medium	Höger	180 mm	257 mm
289012013	KiddieGAIT Svart m D-ring	Large	Höger	200 mm	295 mm
289012014	KiddieGAIT Svart m D-ring	X-Large	Höger	210 mm	315 mm