

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby erbjuder en tidig dynamisk ortosbehandling som kan bidra till att barnet får ett jämnare och mer naturligt biomekaniskt korrekt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som t.ex. hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position. KiddieGAIT® Baby finns i tre storlekar och är avsedd för barn från ca 9 månaders ålder.



Användningsområde

Droppfot. Förändringar i gångmönster till följd av proprioceptionsstörning. Tågångare med intakt mellanfot. "Crouch"-gång till följd av låg tonus (flexion i höft/knä/ankel). Spina Bifida. Cerebral Pares. Muskeldystrofi och MMC.

Kontraindikation

Begränsad rörlighet i ankelleden (minst 5 grader dorsalflexion vid passiv rörelse). Allt för rigid fotstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturella felställningar i knä och/eller fotled.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
283721008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Vänster	11 cm	15 cm
283721009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Vänster	12,5 cm	18 cm
283721010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Vänster	14 cm	20 cm
283722008	KiddieGAIT Baby	Baby Small	Höger	11 cm	15 cm
283722009	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	Höger	12,5 cm	18 cm
283722010	KiddieGAIT Baby	Baby Large	Höger	14 cm	20 cm