

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® är utvecklad för att möta behovet hos barn med mer omfattande problem än enbart droppfot. Här kan barnet ha bilateral svaghet och behöver mer stabilitet i stödfasen. Precis som de andra barnmodellerna är KiddieROCKER® dynamiskt graderad mellan storlekarna. Modellen ger också ökad stabilitet i M/L-plan och A/P-plan.

Användningsområde

Droppfot. KiddieROCKER® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelser efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanDroppfot. KiddieROCKER® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelser efter proprioceptiv störning instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikation

Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigerbar pes valgus eller pes varus-felställning.

kiddieROCKER®



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Fotbladets längd	Höjd
289021011	KiddieROCKER	Small	Vänster	16 cm	22 cm
289021012	KiddieROCKER	Medium	Vänster	18 cm	25,7 cm
289021013	KiddieROCKER	Large	Vänster	20 cm	29,5 cm
289021014	KiddieROCKER	X-Large	Vänster	21 cm	31,5 cm
289022011	KiddieROCKER	Small	Höger	16 cm	22 cm
289022012	KiddieROCKER	Medium	Höger	18 cm	25,7 cm
289022013	KiddieROCKER	Large	Höger	20 cm	29,5 cm
289022014	KiddieROCKER	X-Large	Höger	21 cm	31,5 cm
289031011	KiddieROCKER m D-ring	Small	Vänster	16 cm	22 cm
289031012	KiddieROCKER m D-ring	Medium	Vänster	18 cm	25,7 cm
289031013	KiddieROCKER m D-ring	Large	Vänster	20 cm	29,5 cm
289031014	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	Vänster	21 cm	31,5 cm
289032011	KiddieROCKER m D-ring	Small	Höger	16 cm	22 cm
289032012	KiddieROCKER m D-ring	Medium	Höger	18 cm	25,7 cm
289032013	KiddieROCKER m D-ring	Large	Höger	20 cm	29,5 cm
289032014	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	Höger	21 cm	31,5 cm