

# KiddieGAIT® SoftSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ är en kombinerad polstring för KiddieGAIT® och KiddiROCKER® som är enkel att montera. Insidan är tillverkad av samma material som SoftKIT™. Utsidan är av ett glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortosen.

softSHELL™



| Art.nr.   | Modell       | Storlek | Färg |
|-----------|--------------|---------|------|
| 283580011 | Hjärtan      | Small   | Rosa |
| 283580012 | Hjärtan      | Medium  | Rosa |
| 283580013 | Hjärtan      | Large   | Rosa |
| 283580014 | Hjärtan      | X-Large | Rosa |
| 283590011 | Piratmönster | Small   | Grå  |
| 283590012 | Piratmönster | Medium  | Grå  |
| 283590013 | Piratmönster | Large   | Grå  |
| 283590014 | Piratmönster | X-Large | Grå  |