

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby är en polstring avsedd för KiddieGAIT® Baby. Dessa storlekar av KiddieGAIT® SoftSHELL måste kompletteras med ett standard SoftKIT (28397) av samma storlek. SoftSHELL har en yta av glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortoser. Denna modellen har bandet integrerat i själva produkten.

KiddieGAIT®



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg
283880008	Djur	Baby Small	Blå
283880009	Djur	Baby Medium	Blå
283880010	Djur	Baby Large	Blå
283890008	Stjärnor	Baby Small	Rosa
283890009	Stjärnor	Baby Medium	Rosa
283890010	Stjärnor	Baby Large	Rosa