

SureStep SMO

SureStep är en dynamisk fotortos avsedd för barn. Ortosen motverkar pronation i fot och fotled hos barn med låg muskeltonus. Koordination och balans förbättras. SureStep kan användas med en vanlig sko. Är framställd av en mycket lätt och tunn plast. Tillverkas efter individuellt mått.

Användningsområde

Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå.

Kontraindikation

Kontrakturer - foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.



Art.nr.	Modell	Förp.	Typ	Vikt
286330000	Surestep SMO, Standard	Par	Måttbeställd	upp till 36 kg
286340000	Surestep SMO, Standard	Styck	Måttbeställd	upp till 36 kg
287320000	Open Heel Moulded Inner Boot	Styck	Tillval	-
287330000	Toe Walking Extension	Styck	Tillval	-
287340000	Club Foot Trim Lines	Styck	Tillval	-
287350000	Metatarsus Adductus Trim Lines	Styck	Tillval	-
286350000	Måttväska	-	-	-
93300	Måttväska för utlåning	-	-	-