

SureStep BigShot SMO

Då många barn övergår från Surestep till en mindre ortos är en del barn i behov av ett fortsatt maximalt stöd för stabilitet. För dessa har vi tagit fram BigShot. Denna ortos har samma flexibilitet som SureStep systemet och kan användas av de barn som vuxit ur SureStep eller som närmar sig viktgränsen på 36 kg. Den mjuka silikonliknande innerhylsan gör ortosen bekväm och den yttre flexibla ramen av plast ger ett flexibelt stöd.

Användningsområde

Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå. >36 kg.

Kontraindikation

Kontrakturer- Foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.



Art.nr.	Modell	Förp.	Typ	Vikt
286360000	Surestep Big Shot	Par	Måttbeställd	Över 36 kg
286361000	Surestep Big Shot	Styck	Måttbeställd	Över 36 kg
287360000	Surestep Big Shot Lite	Par	Måttbeställd	22 - 40 kg
287370000	Surestep Big Shot Lite	Styck	Måttbeställd	22 - 40 kg
287320000	Open Heel Moulded Inner Boot	Styck	Tillval	-
287330000	Toe Walking Extension	Styck	Tillval	-
287340000	Club Foot Trim Lines	Styck	Tillval	-
287350000	Metatarsus Adductus Trim Lines	Styck	Tillval	-