

Prim droppfotsortos

En något mjukare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

Användningsområde

Lindrig droppfot.



Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Färg	Längd	Höjd
712961011	Small	Vänster	Vit	23 cm	29 cm
712961012	Medium	Vänster	Vit	24,5 cm	31 cm
712961013	Large	Vänster	Vit	26 cm	33 cm
712961014	X-Large	Vänster	Vit	27,5 cm	35 cm
712962011	Small	Höger	Vit	23 cm	29 cm
712962012	Medium	Höger	Vit	24,5 cm	31 cm
712962013	Large	Höger	Vit	26 cm	33 cm
712962014	X-Large	Höger	Vit	27,5 cm	35 cm