

Optima Diab

Optima Diab är en knähög stövel avsedd främst för diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Stöveln har en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol och ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggsset, "Optima inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av. "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Diab och kan beställas separat.



Användningsområde

Diabetesfotsår och fotsår på framfot och mellanfot, Rehabilitering efter mindre amputationer (undantag - Chopart amputation), Rehabilitering efter kirurgi av foten, Behandling av Charcot foten i övergångsfasen från akut- till kronisk.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790000011	Optima Diab	Small	Bilateral	34 - 36
790000012	Optima Diab	Medium	Bilateral	37 - 39
790000013	Optima Diab	Large	Bilateral	40 - 42
790000014	Optima Diab	X-Large	Bilateral	43 - 45
790000015	Optima Diab	XX-Large	Bilateral	46 - 48
790050011	Optima inlägg 3x3 set	Small	Bilateral	34-36
790050012	Optima inlägg 3x3 set	Medium	Bilateral	37 - 39
790050013	Optima inlägg 3x3 set	Large	Bilateral	40 - 42
790050014	Optima inlägg 3x3 set	X-Large	Bilateral	43 - 45
790050015	Optima inlägg 3x3 set	XX-Large	Bilateral	46 - 48