

Optima Clheel

Optima Clheel är en knähög avlastande stövel avsedd främst för diabetesfotsår- och skador på hälen. Stöveln är öppen i hälen med en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol. Foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggs-set, "Optima Clheel inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av.

Användningsområde

Diabetes-plantarsår på hälen eller skador på hälen, ledbandsskador, trycksår.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790020011	Optima Clheel	Small	Bilateral	34 - 36
790020012	Optima Clheel	Medium	Bilateral	37 - 39
790020013	Optima Clheel	Large	Bilateral	40 - 42
790020014	Optima Clheel	X-Large	Bilateral	43 - 45
790020015	Optima Clheel	XX-Large	Bilateral	46 - 48
790060011	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Small	Bilateral	34 - 36
790060012	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Medium	Bilateral	37 - 39
790060013	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Large	Bilateral	40 - 42
790060014	Optima Clheel inlägg 3x3 set	X-Large	Bilateral	43 - 45
790060015	Optima Clheel inlägg 3x3 set	XX-Large	Bilateral	46 - 48