

Optima Postop

Optima Postop är en låg, avlastande stövel avsedd främst för behandling av ischemiska sår. Stöveln har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Postop stöveln.

Användningsområde

Vid behandling av ischemiska sår (före och efter revaskularisering), Metatarsalfrakturer, rehabilitering efter tåamputation, stabilisering före operationer, tåfrakturer.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790010011	Optima Postop	Small	Bilateral	34 - 36
790010012	Optima Postop	Medium	Bilateral	37 - 39
790010013	Optima Postop	Large	Bilateral	40 - 42
790010014	Optima Postop	X-Large	Bilateral	43 - 45
790010015	Optima Postop	XX-Large	Bilateral	46 - 48