

# Optima Europa

Optima Europa är en sko avsedd att användas vid fotrehabilitering. Skon har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Europa.

## Användningsområde

Behandling av sår mellan tårna, rehabilitering efter hallux valgus operation, rehabilitering efter hammartå operation, rehabilitering efter operation av Morton's neurom, rehabilitering efter nagelborttagning.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790030011	Optima Europa	Small	Bilateral	34 - 36
790030012	Optima Europa	Medium	Bilateral	37 - 39
790030013	Optima Europa	Large	Bilateral	40 - 42
790030014	Optima Europa	X-Large	Bilateral	43 - 45
790030015	Optima Europa	XX-Large	Bilateral	46 - 48