

Optima Free

Optima Free är en känga avsedd för fotrehabilitering. Kängan har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. "Optima inlägg 3x3 set" passar i Optima Free.

Användningsområde

Dorsala skador av foten, rehabilitering efter hallux valgus operation.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790040011	Optima Free	Small	Bilateral	34 - 36
790040012	Optima Free	Medium	Bilateral	37 - 39
790040013	Optima Free	Large	Bilateral	40 - 42
790040014	Optima Free	X-Large	Bilateral	43 - 45
790040015	Optima Free	XX-Large	Bilateral	46 - 48