


Optima inlägg 3 x 3 set

Optima inlägg 3 x 3 set är avsett för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. Optima inlägg 3 x 3 set ingår som standard i Optima Diab men passar även till Optima Postop, Europa och Free och kan beställas separat.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790050011	Optima inlägg 3 x 3 set	Small	Bilateral	34-36
790050012	Optima inlägg 3 x 3 set	Medium	Bilateral	37-39
790050013	Optima inlägg 3 x 3 set	Large	Bilateral	40-42
790050014	Optima inlägg 3 x 3 set	X-Large	Bilateral	43-45
790050015	Optima inlägg 3 x 3 set	XX-Large	Bilateral	46-48