

Body Armor Pro Term

En amputationsortos för tillfällig behandling efter Chopart eller Lisfranc amputationer. Ett alternativ under den första läkningsperioden. Sulans utformning både på insidan och utsidan håller hälen i dorsalextension och säkrar att belastningen ligger på hälen. Den stabila konstruktionen håller stumpen väl på plats och hjälper till att bibehålla formen. Innerstrumpan har en inbyggd pumpfunktion som hjälper till att hålla formen genom lätt kompression. Kommer i två storlekar beroende av stumpens längd. 16 respektive 19 cm.

Mått

Stumpens längd.



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
790080012	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilateral
790080013	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilateral