

# SBI Motus diabetes walker



SBI Motus diabetes walker är avsedd för avlastning av diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Ortosen har en stabil plastram som skyddar tibia och en avtagbar innerdel som kan formas med värmepistol. Den avtagbara yttersulan; Total rullsula är avsedd för behandling av plantarskada vid fotsår. Som tillbehör finns också den avtagbara "Stabila rullsula" som underlättar att gå från akut till kronisk behandling. Ortosen har flyttbar placering av bandfästen som också kan säkras till ett "Icke avtagbart" system. Anpassningsbart SBI inlägg 3x3 set är en inläggssula avsedd för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer (rigid, medium och mjuk) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. SBI inlägg 3 x 3 set ingår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.

## Användningsområde

Sårvård och behandling av framfots- och mellanfotssår vid diabetes. Som stabilisering för Charcot fot. Vid rehabilitering efter operation.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilateral	34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilateral	37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilateral	40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilateral	43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilateral	46 - 48