

SBI Wheel walker öppen häl

En Walker utvecklad för funktionell rehabilitering och härlavlastning vid behandling av sår på hälen. Ortosen som har låg vikt och hög komfort är öppen i hälen för avlastning av sår. Den öppna hälen bidrar också till luftning av sår och att hälsår vid behov kan inspekteras. Den är anpassningsbar med en stabil plastram som skyddar tibia och en innerdelen som är avtagbar och kan formas med värmepistol. Avtagbar Total rullsula, för behandling plantarskada vid fotsår, och anpassningsbar inläggssula 3x3 ingår. Flyttbar placering av bandfästen.



Användningsområde

Behandling av sår på hälen.

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
790170011	SBI Wheel Walker öppen häl	Small	Bilateral	34-36
790170012	SBI Wheel Walker öppen häl	Medium	Bilateral	37-39
790170013	SBI Wheel Walker öppen häl	Large	Bilateral	40-42
790170014	SBI Wheel Walker öppen häl	X-Large	Bilateral	43-45
790170015	SBI Wheel Walker öppen häl	XX-Large	Bilateral	46-48