

SBI Stabil rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. Stabil Rullsula har mindre avrullning än Total Rullsula och används när behandlingen övergår från den akuta fasen till den kroniska fasen. Stabil Rullsula ingår inte med produkten utan köpes endast separat.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg
790220011	SBI Stabil Rullsula	Small	Bilateral	Grå
790220012	SBI Stabil Rullsula	Medium	Bilateral	Grå
790220013	SBI Stabil Rullsula	Large	Bilateral	Grå
790220014	SBI Stabil Rullsula	X-Large	Bilateral	Grå
790220015	SBI Stabil Rullsula	XX-Large	Bilateral	Grå