

SBI Total rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. SBI Total Rullsula ingår i SBI ortoserna vid leverans. Den är avsedd att användas under den akuta fasen vid behandling av plantara fotsår. Den har mer avrullning än SBI Stabil Rullsula.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg
790230011	SBI Total Rullsula	Small	Bilateral	Svart
790230012	SBI Total Rullsula	Medium	Bilateral	Svart
790230013	SBI Total Rullsula	Large	Bilateral	Svart
790230014	SBI Total Rullsula	X-Large	Bilateral	Svart
790230015	SBI Total Rullsula	XX-Large	Bilateral	Svart